

## návod k použití

# MASÁŽNÍ PODLOŽKA SHIATSU S VYHŘÍVÁNÍM

Model: MGBK-2606H

## Důležité bezpečnostní pokyny

Když budete výrobek používat, je nezbytné dodržet všechny pokyny a bezpečnostní opatření, včetně následujících:

### NEBEZPEČÍ

Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem:

Přístroj vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití a dříve, než jej budete čistit.

### VAROVÁNÍ

Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob:

01. Přístroj nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Stejně tak jej odpojte, pokud nasazujete nebo z něj odstraňujete některé součásti.
02. Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem. Přístroj pak může vydávat nadměrné teplo, způsobit požár, úraz elektrickým proudem a zranit osoby.
03. Nepřenášejte přístroj za přívodní kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť.
04. Nikdy nepracujte s přístrojem, má-li blokované přístupy vzduchu.  
Přístupy vzduchu musí zůstat volné bez látek, vlasů apod.
05. Do otvorů přístroje nevkládejte a nepouštějte žádné předměty.
06. Nepoužívejte venku.
07. Nepoužívejte v místech, kde byly rozprášeny aerosoly (spreje) nebo kam je dodáván kyslík.
08. Odpojení proveďte tak, že nejprve vypnete všechny funkční prvky a pak přístroj odpojíte od elektrické zásuvky.
09. Je-li přístroj používán dětmi nebo v jejich blízkosti, invalidy či postiženými osobami, je nezbytný stálý dohled nad činností přístroje, aby nedošlo k jeho nesprávnému použití.
10. Přívodní kabel udržujte mimo vytápěné povrchy, mohlo by dojít k vážným popáleninám. Nepoužívejte nad citlivými částmi pokožky nebo nad místy se špatným krevním oběhem.
11. Tento přístroj má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na teplo musí být při použití přístroje opatrné.
12. Přístroj musí být napájen výhradně elektrickým proudem s bezpečným nízkým napětím tak, jak je na něm vyznačeno.
13. Přístroj je možné používat pouze se síťovým adaptérem, který je k němu dodáván.
14. Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi, ani osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem a nedostanou pokyny, jak přístroj používat, od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
15. Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem nejnáchylnějším k opotřebení. Vadné součástky doporučujeme okamžitě nahradit a přístroj nepoužívat, dokud není opraven.
16. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu.
17. Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, jestliže spadl nebo se poškodil nebo jestliže byl ponořen do vody. Vraťte přístroj do servisu k přezkoumání a opravě.



Zařízení není určeno ke komerčnímu využití ani k lékařským účelům. Máte-li obavy o své zdraví, poraďte se před použitím přístroje s lékařem.



Používejte výhradně ve vnitřních prostorech!



Nepoužívejte zařízení ve vlhkých místnostech (jako jsou koupelny nebo sprchy).



- Nemyjte!
- Nečistěte chemicky!
- Po použití výrobku po dobu 15 minut si 30 minut odpočiňte, pak můžete přístroj použít znovu.

## TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE

### Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přístroj pro shiatsu masáže zad s tlakovou masáží a zahříváním firmy Naipo. Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej, abyste se k němu v případě potřeby mohli vrátit. Budete-li potřebovat jakoukoliv pomoc, obraťte se na naše oddělení podpory zákazníků. Při položení dotazu je nezbytné uvést modelové označení přístroje a číslo objednávky.

## Balení obsahuje:

1 x masážní přístroj zad pro shiatsu masáž  
1 x síťový adaptér  
1 x autoadaptér  
1 x návod k použití

## Technické údaje

Výrobek: masážní přístroj zad pro shiatsu masáž  
Rozměry (mm): 450 (d) x 400 (š) x 700 (v)  
Hmotnost: 2,9 kg  
Výstup: stejnosměrných 12 V, 2 A  
Materiál obalu: PU, nylon, polyester, latex, pryskyřice  
Kabeláž a doplňky: kable 1,8 m, síťový adaptér a autoadaptér

## Popis výrobku

Přístroj pro shiatsu masáž zad firmy Naipo má dva páry rotačních masážních uzlů, které simulují tlak a valivý pohyb shiatsu při shiatsu masáži. Vylepšené 3D masážní uzly jsou navrženy tak, aby lépe zacílily akupresurní body na zádech a přizpůsobily se obrysům vašeho těla. Masážní uzly se přesouvají po celých zádech a zajišťují tak silnou a intenzivní masáž, která napodobuje masáž prováděnou skutečným masérem. Uklidňující teplo poskytuje pohodlnou úlevu svalům a kloubům. Vzpružující shiatsu masáž zad: Užijte si pohodlnou tlakovou masáž a upravte si ji dle svých potřeb. Nové a vylepšené 3D masážní uzly: 3D masážní uzly zajišťují optimální tlak na akupresurní body na těle a starají se tak o účinnou a osvěžující masáž.

Ulevující teplo: Teplo, které je možná zapnout, snižuje napětí svalů.

Vibrace sedáku: Vibrace s nastavitelným stupněm intenzity pomáhají obnovit síly.

Časovač: Vyberte si pro časovač masáže jednu ze tří hodnot: 5, 10 nebo 15 minut. Po 15 minutách nepřetržitého používání se automaticky vypne.

Snadno použitelný ovladač: Masáž si snadno upravíte tak, aby vyhovovala vašim potřebám.

Všestranný a přenosný: Změňte svoji pohovku nebo židli na masážní křeslo.

Použití doma, v kanceláři nebo v autě: Pásky vzadu umožní upevnit masážní přístroj na většině křesel nebo autosedaček.

Poznámka: Při jízdě lze přístroj použít na sedadlech pasažérů, ale nikdy ne na sedadle řidiče.

## Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o. , V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobeno v Číně



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)