

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SHIATSU MASSZÁZS ALÁTÉT FÜTÉSSEL

Modell: MGBK-2606H

Fontos biztonsági utasítások

A termék használata során minden utasítást és biztonsági óvintézkedést be kell tartani, beleértve a következőket:

VESZÉLY

Az áramütés kockázatának csökkentése:

Mindig azonnal húzza ki a készüléket használat után és tisztítás előtt.

FIGYELEM

Az égési sérülések, tűz, áramütés és személyi sérülés kockázatának csökkentése:

01. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha csatlakoztatva van a hálózathoz. Húzza ki a készüléket, ha nem használja. Hasonlóképpen válassza le, ha alkatrészeket telepít vagy eltávolít.

02. Ne használja a készüléket paplan vagy párna alatt. A készülék ekkor túlzott hő bocsáthat ki, tüzet vagy sérülést, áramütést és személyi sérülést okozhat.

03. Ne vigye a készüléket a tápkábelnél fogva, és ne használja a vezetékét fogantyúként.

04. Soha ne működtesse a készüléket, ha a levegő áramlata el van zárva. A levegő bemeneti nyílásoknak szabadnak kell maradniuk anyagok, haj stb. nélkül.

05. Ne helyezzen be vagy ejtsen semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba.

06. Ne használja a szabadban.

07. Ne használja olyan helyen, ahol aeroszolt (spray-t) permeteztek, vagy ahol oxigénellátás van.

08. A leválasztáshoz először kapcsolja ki az összes funkcionális elemet, majd válassza le a készüléket a hálózatról.

09. Ha a készüléket gyermekek, mozgássérültek vagy fogyatékkal élők használják, vagy azok közelében használják, a tevékenység folyamatos felügyelete szükséges.

10. Tartsa távol a tápkábelt felforrósodott felületektől, mert ez súlyos égési sérüléseket okozhat. Ne használja a bőr túl érzékeny részein vagy olyan területeken, ahol rossz a vérkeringés.

11. A készülék fűtött felülettel rendelkezik. A hőre érzékeny személyeknek óvatosnak kell lenniük a készülék használatakor.

12. A készüléket kizárólag biztonságos kifeszültségű árammal szabad táplálni a rajta feltüntetett módon.

13. A készülék csak a mellékelt hálózati adapterrel használható.

14. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha olyan személy felügyelete alatt áll, vagy a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak, akik: felelősek a biztonságukért.

15. Különös figyelmet kell fordítani a leginkább kopásra hajlamos alkatrészekre. Javasoljuk, hogy a hibás alkatrészeket azonnal cserélje ki, és ne használja a készüléket a javításig.

16. A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírt célokra használja.

17. Soha ne használja a készüléket, ha sérült a tápkábele vagy a csatlakozódugója, ha nem működik megfelelően, ha leejtették vagy megsérült, vagy ha vízbe merült. Vigye vissza a készüléket szervizelésre és javításra.



A készülék nem kereskedelmi vagy gyógyászati célokra szolgál. Ha aggódik egészsége miatt, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.



Csak beltérben használja!



Ne használja a készüléket nedves helyiségekben (például fürdőszobában vagy zuhanyzóban).



- Ne mossa!
- Ne tisztítsa szárazon!
- A termék 15 perces használata után pihenjen 30 percig, majd újra használhatja a készüléket.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Bevezetés

Köszönjük, hogy egy Naiato shiatsu hátmasszázs készüléket vásárolt nyomómasszázs és bemelegítéssel. Olvassa figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Ha segítségre van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kérdéskor meg kell adni a készülék típusmegnevezését és a rendelési számot.

A csomag tartalma:

- 1 x hátmasszázs készülék shiatsu masszázshoz
- 1 x hálózati adapter
- 1 x autós adapter
- 1 x használati utasítás

Műszaki adatok

Termék: hátmasszázs készülék shiatsu masszázshoz
Méretek (mm): 450 (l) x 400 (sz) x 700 (h)
Súly: 2,9 kg
Kimenet: 12 V DC, 2 A
Huzat anyaga: PU, nylon, poliészter, latex, gyanta
Kábelezés és tartozékok: 1,8 m kábelek, hálózati adapter és autós adapter

Termékleírás

A Naipo shiatsu hátmasszázs készülék két pár forgó masszázscsomóval rendelkezik, amelyek szimulálják a shiatsu nyomását és gördülő mozgását a shiatsu masszázis során. A továbbfejlesztett 3D masszázscsomópontokat úgy tervezték, hogy jobban megcélozzák az akupresszúrás pontokat a háton, és alkalmazkodjanak a test körvonalaihoz. A masszírozó csomók az egész háton mozognak, erős és intenzív masszázst biztosítva, amely egy igazi masször által végzett masszázst utánoz. A nyugtató meleg kellemes enyhülést nyújt az izmoknak és az ízületeknek.

Élénkítő shiatsu hátmasszázs: Élvezze a kényelmes nyomásos masszázst, és igazítsa a készüléket igényeihez. Új és továbbfejlesztett 3D masszázscsomópontok: A 3D masszázscsomópontok optimális nyomást biztosítanak a test akupresszúrás pontjaira, így hatékony és frissítő masszázst biztosítanak.

Hőoldás: A bekapcsolható hő csökkenti az izomfeszültséget.

Az ülés rezgései: Az állítható intenzitású rezgések segítenek az erő helyreállításában.

Időzítő: Válasszon egyet a masszázscsomó időzítő három értékéből: 5, 10 vagy 15 perc. 15 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.

Könnyen használható vezérlő: Könnyen beállíthatja a masszázst igényeinek megfelelően.

Sokoldalú és hordozható: Alakítsa át kanapéját vagy székét masszázsfotellé.

Otthoni, irodai vagy autós használat: A hátsó hevederek lehetővé teszik a masszázseszköz rögzítését a legtöbb fotelhez vagy autósüléshez.

Megjegyzés: A készülék vezetés közben az utasüléseken használható, a vezetőülésen azonban soha.

Garancia és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a termék használatával kapcsolatos problémák megoldásához, egyéb szolgáltatások igénybeviteléhez stb., vegye fel velünk a kapcsolatot a <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/> weboldalon.

Jótállási idő a vásárlástól számított 2 év.

NEOX GROUP s. R. O., V Slavětíně 2632/23,
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Csehország
Kínában készült



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz