

Contents

Naipo

Instruction Manual

FOOT MASSAGER

Unique heels massage available



Model: MGF-F15

Shenzhen Pinlong E-Commerce co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P05
Room 1 1 6, Longgang District, Shenzhen, China



Popis výrobku a jeho vlastností

Vlastnosti výrobku

1. Masážny prístroj je navrhnutý v modernom tvare chrobáka a vďaka odľahčenej konštrukcii sa ľahko presúva.
2. Prepracovaný dizajn a technológie umožňujú dopriať si profesionálnu masáž v pohodi domova.
3. Dvojité ochrana zabezpečuje väčšie bezpečie.
4. Jednoduché ovládanie pomocou pliatich mechanických tlačidiel (vypínač, voľba programu, nastavenie intenzity, vyhrievanie, nastavenie času).
5. Masážny prístroj v sebe kombinuje inovatívne technológie s tradičnou akupresúrnou masážou chodidla.
6. Vďaka odnímateľnému krytu ostane prístroj čistý.

Dôležité bezpečnostné varovanie

- Dbajte na to, aby do medzier medzi masážnou hlavou a krytom prístroja nevnikli žiadne cudzie látky či nečistoty.
- Zabráňte styku prístroja s vodou, predídete tak poškodeniu či úrazu v dôsledku skratu. Pokiaľ je napájací kábel alebo zástrčka poškodená, nepokúšajte sa ich rozobrať a opraviv sami. Kontaktujte Vášho predajcu.
- Uistite sa, že napájate v elektrickej sieti odpovedá doporučenému napätiu.
- Po použití alebo pred čistením výrobok odpojte od elektrickej siete, aby ste predišli jeho poškodeniu alebo poraneniu.
- Výrobok používajte v súlade s návodom na použitie.
- Nepoužívajte iné príslušenstvo ani náhradné diely, ako tie, ktoré sú doporučené výrobcom.
- Výrobok nepoužívajte pokiaľ ste požíli alkohol alebo sa necítite dobre.
- Výrobok nepoužívajte kratšie ako jednu hodinu po jedle.
- Výrobok nepoužívajte bezprostredne potom, čo došlo k výraznej zmene okolitej teploty.
- Výrobok nepoužívajte v prostredí, v ktorom sa vyskytuje veľké množstvo prachu alebo žieravých plynov.
- Výrobok nepoužívajte, pokiaľ je zakrytý dekou, vankúšom a podobne.
- Dbajte na to, aby ste pri používaní výrobku nezaspali.

Výrobok by nemali používať nižšie uvedené osoby

- Osoby trpiace infekčným kožným ochorením.
- Osoby trpiace osteoporózou.
- Osoby trpiace kardiovaskulárnym ochorením a osoby s implantovanými elektrickými prístrojmi ako napr. Kardiostimulátor.
- Osoby s horúčkou.
- Tehotné alebo menštruujúce ženy.
- Osoby s poruchovým poranením alebo osoby trpiace ochorením kože či podkožia.
- Povrch prístroja sa zahrieva. Osoby citlivé na teplo by preto mali dbať na zvýšenú opatnosť pri jeho používaní.
- Výrobok nepoužívajte, pokiaľ ste mokry.
- Výrobok nepoužívajte pri zvieratách.

- 01 -

Pokyny na obsluhu a poznámky:

Masážny prístroj je určený na použitie 1x – 2x po dobu 5-10 minút. Masáž poskytuje úľavu od bolesti svalov a zlepšuje krvný obeh. 5-15 minútová masáž pred spaním môže pomôcť pri nespavosti a zlepšiť kvalitu spánku.

- Dbajte na to, aby ste pri používaní výrobku nezaspali.
- Výrobok nepoužívajte na masáž dlhšie ako 30 minút.
- Výrobok nepoužívajte kratšie ako 1 hodinu pred jedlom alebo po jedle.
- Pokiaľ bol výrobok skladovaný v chlade a prenesený do tepleho prostredia, môže sa v ňom nahromadiť vlhkosť, ktorá môže brániť jeho normálnemu fungovaniu a môže zapríčiniť jeho poruchu. Po premiestnení výrobku do prostredia s obvyklou izbovou teplotou doporučujeme prístroj použiť až po jednej hodine.



Tlačidlo na nastavenie času

1. Tlačidlo svetí namodro a predvolený čas masáže je nastavený na 10 minút.
2. Po stlačení svetí tlačidlo načerveno a čas masáže sa nastaví na 15 minút.
3. Po opätovnom stlačení svetí tlačidlo načerveno a namodro a čas masáže sa nastaví na 20 minút.

Tlačidlo na výber programu

1. Ako predvolený je nastavený program I, po stlačení prepnete na program II a po opätovnom stlačení prepnete na program III.
2. Program I je indikovaný modrým svetlom, program II červeným svetlom a program III červeným a modrým blikajúcim svetlom.
3. Program I a program II zahŕňa masáž päty a vzdušnú masáž a program III iba vzdušnú masáž.

- 02 -

Tlačidlo na nastavenie intenzity

1. Prednastavená je nízka intenzita masáže. Po stlačení tlačidla sa nastavi stredná intenzita a po opätovnom stlačení sa nastaví vysoká intenzita masáže.
2. Nízka intenzita je indikovaná modrým svetlom, stredná intenzita zeleným svetlom a vysoká intenzita červeným svetlom.

Tlačidlo vyhrievania

V prednastavenom režime sa funkcie vyhrievania spustia automaticky, čo signalizuje načerveno svetiaci indikátor. Na vypnutie funkcie vyhrievania stlačte tlačidlo a indikátor by mal zhasnúť.

Vypínač

1. Po pripojení k napájaniu je prístroj v pohotovostnom režime a svieti vypínač.
2. Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte vypínač. Všetky tlačidlá (vyhrievanie + vzduchová vlna a program 1) by mali svietiť namodro a čas masáže by mal byť (implicitne nastavený) na 10 minút.
3. Po dokončení masáže alebo po stlačení vypínača sa masážny prístroj znovu prepne do pohotovostného režimu a svieti iba vypínač.
4. Po použití masážny prístroj vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.

Údržba

A. Skladovanie

- Pokiaľ výrobok nepoužívate, vložte ho späť do skatule a skladujte ho na bezpečnom, suchom, chladiacom a dobre vetranom mieste.
- Napájací kábel neprekrúčajte.
- Nikdy nefahajte za napájací kábel.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu výrobku ostrými predmetmi.
- Výrobok neumiestňujte v dosahu priameho slnečného žiarenia ani do prostredia s vysokou teplotou.

B. Čistenie

- Pred čistením odpojte masážny prístroj od napájania.
- Na čistenie povrchu výrobku použite suchú handričku. Nepoužívajte žiadne agresívne či žieravé čistiace prostriedky, ako napr. Benzen alebo rozpúšťadla.

C. Údržba

- Udržujte výrobok v čistote a mimo vlhkého prostredia.
- Pokiaľ výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, zakryte ho protiprachovým pofahom (nie je súčasťou balenia).
- Zabráňte zaprúšeniu výrobku.

Masážny prístroj je vybavený teplotnou poisťou, ktorá pri prekročení bezpečnej teploty prístroj automaticky vypne. Odpojte prístroj od napájania, nechajte vychladnúť a potom použite obvyklým spôsobom.

- 03 -