


Shenzhen Bestvap Technology Co., Ltd.  
**Web:** www.naipocore.com  
**E-mail:** bestvap@naipocore.com  
**Add:** 503 Mantao Building 720 Minzhi Avenue Minzhi Street Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518006

**CE** **RoHS**

**NAIPO**  
 FIND WELL-BEING

**User Manual**



**Three-fold Portable Massage Table with Aluminum Feet**

Model: MG8C-301H

**Contents**

English ..... 01-04  
 Deutsch ..... 05-08  
 Français ..... 09-12  
 Español ..... 13-16  
 Italiano ..... 17-20

说明书尺寸：105x148.5mm  
 材质：105g铜版纸  
 印刷：单黑  
 装订方式：骑马钉（封面内面留白）  
 货前请打样！


**Introduction**  
 Thank you for purchasing the Naipo Three-fold Portable Massage Table with Aluminum Feet. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

**Included:**  
 1 x Massage table  
 1 x Face hole plug  
 1 x Face cradle cushion  
 1 x Face cradle  
 1 x Armrest  
 2 x Side armrest  
 1 x Carrying bag  
 1 x User manual

**Product Specifications**

Model	MG8C-301H
Name	Naipo Three-fold Portable Massage Table with Aluminum Feet
Dimensions	185*70*(60-81)cm (adjustable height)
Maximum working weight capacity	270kg


**Using Guide**



- 01 -

**User tips:**  
 a. When unfolding, lay the folded product on its side, unfold it until the angle is 90°, and then unfold the aluminum feet.  
 b. When folding, lay the unfolded product on its side, fold it until the angle is 90°, and then fold the aluminum feet.  
 c. Please make sure that the wire ropes do not wind around the aluminum feet when unfolding or folding the product.


**Installation of Face Cradle Cushion**




1. Unlock the rods on the face cradle.  
 2. Put the rods through the loops on the 2 short straps of the armrest.  
 3. Put the long strap of the armrest through the hoop of the face cradle and stabilize with the back buckle.  
 4. Put the face cradle cushion on the face cradle.

- 02 -

**Height Adjustment**  
**Instructions:**  
 After pressing the button on the aluminum foot into the small holes, grip the upper part of the aluminum foot with one hand, and move the lower part of the aluminum foot with another hand to desired height. When the height is selected, let the button stay on the corresponding hole for stability.



**Adjustable Backrest**  
**Lifting:** Gently lift this part with 2 hands, and the lifter would respond accordingly, which allows the selection of desired height.  
**Lowering:** Lift this part to the maximum height and then put it down.



- 03 -

**Product Maintenance**  
 a. The product is designed for massage, not for intense activities.  
 b. Please wipe the surface of the product with wet sponge or mildly damp cloth for cleaning.  
 c. Please do not clean the surface of the product with any corrosive detergent.  
 d. Please fold and store the product if it's not to be used for long.

**Warranty & Customer Support**  
 If you need help regarding product issues, after-sales service, or other relevant problems, please contact us via the email on the cover.

\* Note: Products purchased directly from Naipo will enjoy our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.

- 04 -

**Einleitung**  
 Vielen Dank, dass Sie die Naipo dreifach tragbare Massagelelie mit Aluminium Füßen gewählt haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um Sie in die Zukunft als Hilfsmittel benutzen können. Wenn Sie irgendeine Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team mit Ihrer Produkt-Modellnummer und Amazon-Bestellnummer.

**Lieferumfang:**  
 1 x Massagelelie  
 1 x Stoff für die Gesichtsaufspannung  
 1 x Kissen für die Gesichtsauflege  
 1 x Gesichtsauflege  
 1 x Armlehne  
 2 x Seitenarmlehne  
 1 x Tragetasche  
 1 x Bedienungsanleitung

**Produktspezifikationen**

Modell	MG8C-301H
Name	Naipo dreifach tragbare Massagelelie mit Aluminium Füßen
Abmessungen	185*70*(60-81)cm (verstellbare Höhe)
Maximale Belastung	Unter 270kg


**Verwendungsanleitung**



- 05 -

**Tips für die Benutzung:**  
 a. Legen Sie das zusammengeklappte Produkt beim Ausklappen auf die Seite. Klappen Sie es auseinander bis der Winkel 90° beträgt und entfalten Sie dann die Aluminium Füße.  
 b. Legen Sie das auseinandergeklappte Produkt beim Zusammenklappen auf die Seite. Klappen Sie es zusammen bis der Winkel 90° beträgt und klappen Sie dann die Aluminium Füße ein.  
 c. Bitte achten Sie darauf, dass sich die Drahtseile beim Entfalten oder Falten des Produkts nicht um die Aluminium Füße wickeln.


**Installation der Gesichtsauflege**




1. Entriegeln Sie die Stäbe der Gesichtsauflege.  
 2. Stecken Sie die Stangen durch die Schlaufen an den 2 kurzen Gurten der Armlehne.  
 3. Legen Sie den langen Riemen der Armlehne durch den Rahmen der Gesichtsauflege und stabilisieren Sie ihn mit der hinteren Schmelze.  
 4. Befestigen Sie das Gesichtskissen auf der Auflage.

- 06 -

**Einstellung der Höhe**  
**Anleitung:**  
 Nachdem Sie den Knopf am Aluminiumfuß in die kleinen Löcher gedrückt haben, greifen Sie den oberen Teil des Aluminiumfußes mit einer Hand und bewegen Sie den unteren Teil des Aluminiumfußes mit der anderen Hand in die gewünschte Höhe. Wenn die Höhe ausgewählt ist, lassen Sie für Stabilität die Taste auf dem entsprechenden Loch stehen.



**Verstellbarer Teil**  
**Heben:** Heben Sie diesen Teil der Tischs vorsichtig mit zwei Händen an und er wird entsprechend reagieren, was die Auswahl der gewünschten Höhe ermöglicht.  
**Absetzen:** Heben Sie diesen Teil auf die maximale Höhe und legen Sie ihn dann ab.



- 07 -

**Produktpflege**  
 a. Das Produkt ist für Massage und nicht für intensive Aktivitäten konzipiert.  
 b. Bitte wischen Sie die Oberfläche des Produkts mit einem sauberen Schwamm oder einem leicht feuchten Tuch zur Reinigung ab.  
 c. Bitte reinigen Sie die Oberfläche des Produkts nicht mit korrosiven Reinigungsmitteln.  
 d. Bitte klappen Sie das Produkt zusammen und lagern es an einem trockenen Ort, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

**Garantie und Kundendienst**  
 Wenn Sie Hilfe bei Produkt, Kundenservice oder andere relevante Fragen brauchen, bitte kontaktieren Sie uns per die E-Mail auf dem Cover.

\* Hinweis: Alle Produkte, die direkt von Naipo gekauft werden, werden wir Qualitätsgarantie bieten. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service oder Garantieprobleme direkt an die andere Verkäufer.

- 08 -


**Introduction**  
 Nous vous remercions d'avoir acheté le Naipo Table de massage portable pliable avec pieds en Aluminium. Nous vous prions de lire attentivement et entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit, nous ne sommes pas responsables des erreurs ou des conséquences résultant de l'utilisation incorrecte ou du non-respect des consignes de ce manuel. Si vous avez besoin d'aide, contactez notre équipe avec le numéro de référence produit et le numéro de commande d'Amazon.

**Inclus:**  
 1 x Table de massage  
 1 x Oreiller visage  
 1 x Coussin de berceau de visage  
 1 x Berceau de visage  
 1 x Accoudoir  
 2 x Accoudoir latéral  
 1 x Sac de transport  
 1 x Manuel de l'utilisateur

**Spécifications du produit**

Modèle	MG8C-301H
Nom	Naipo Table de massage portable pliable avec pieds en Aluminium
Dimensions	185*70*(60-81)cm (hauteur réglable)
Poids de charge en travail maximum	270kg


**Guide de l'utilisation**



- 09 -

**Conseils d'utilisation:**  
 a. Lors du dépliage, posez le produit plié sur le côté, déployez-le jusqu'à ce que l'angle soit de 90°, puis déployez les pieds en aluminium.  
 b. Lorsque vous pliez, posez le produit déplié sur le côté, pliez-le jusqu'à ce que l'angle soit de 90°, puis pliez les pieds en aluminium.  
 c. Veuillez vous assurer que les câbles ne s'enroulent pas autour des pieds en aluminium lors du dépliage ou du pliage du produit.


**Installation du coussin de berceau de visage**




1. Déverrouillez les liges sur le berceau de visage.  
 2. Passez les liges à travers les boucles sur les 2 sangles courtes de l'accoudoir.  
 3. Mettez la longue sangle de l'accoudoir à travers le cerceau du berceau de visage et stabiliser avec la boucle arrière.  
 4. Mettez le coussin de berceau de visage sur le berceau de visage.

- 10 -

**Réglage de la hauteur**  
**Instructions:**  
 Après avoir appuyé sur le bouton du pied en aluminium dans les petits trous, saisissez la partie supérieure du pied en aluminium avec une main et déplacez la partie inférieure du pied en aluminium avec une autre main à la hauteur désirée. Lorsque la hauteur est sélectionnée, laissez le bouton rester sur le trou correspondant pour la stabilité.



**Dossier ajustable**  
**Levier du dossier:** soulevez doucement cette partie avec 2 mains et le dossier réagit en conséquence, ce qui permet de sélectionner la hauteur désirée.  
**Abaissement du dossier:** soulevez cette pièce à la hauteur maximale, puis posez-la.



- 11 -

**Maintenance du produit**  
 a. Le produit est conçu pour le massage, il n'est pas approprié pour les activités intenses.  
 b. Veuillez essuyer la surface du produit avec une éponge propre ou un chiffon légèrement humide pour le nettoyage.  
 c. Veuillez ne pas nettoyer la surface du produit avec un détergent corrosif.  
 d. Veuillez ranger le produit si il n'est pas utilisé.

**Garantie et service clientèle**  
 Si vous avez besoin d'aide concernant les problèmes des produits, le service après-vente, etc., veuillez nous contacter par e-mail sur la couverture.

\* Note: Les produits achetés directement auprès de Naipo bénéficient de notre service après-vente. Si les achats sont effectués auprès d'autres revendeurs nous vous recommandons de les contacter pour les problèmes de garantie.

- 12 -


**Introducción**  
 Gracias por comprar el Naipo Mesa de masaje portátil con patas de aluminio y 3 zonas plegables. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

**Incluye:**  
 1 x Mesa de masaje  
 1 x Tapón de orificio facial  
 1 x Cojín para la cara  
 1 x Plataforma para la cara  
 1 x Apoyabrazos lateral  
 2 x Apoyabrazos lateral  
 1 x Bolsa de transporte  
 1 x Manual de usuario

**Especificaciones del producto**

Modelo	MG8C-301H
Nombre	Naipo Mesa de masaje portátil con patas de aluminio y 3 zonas plegables
Dimensiones	185*70*(60-81) cm (altura ajustable)
Capacidad de carga	Menos de 270kg


**Usando la guía**



- 13 -

**Consejos:**  
 a. Al desplegar, coloque el producto doblado de lado, despléguelo hasta que el ángulo sea de 90°, y luego despliegue las patas de aluminio.  
 b. Al doblar, coloque el producto desplegado de lado, dóblelo hasta que el ángulo sea de 90° y luego doble las patas de aluminio.  
 c. Asegúrese de que los cables no se enrollen alrededor de las patas de aluminio al desplegar o plegar el producto.


**Instalación de la plataforma del cojín de cara**




1. Desbloquee las barras en el frente de la plataforma.  
 2. Coloque las varillas a través de los bujes en las 2 correas cortas del apoyabrazos.  
 3. Coloque la correa larga del reposabrazos a través del bastidor de la parte frontal y estabilícela con la hebilla trasera.  
 4. Coloque la plataforma del cojín de la cara sobre la base de la plataforma.

- 14 -

**Ajuste de altura**  
**Instrucciones:**  
 Después de presionar el botón del pie de aluminio en los orificios pequeños, sujete la parte superior del pie de aluminio con una mano y mueva la parte inferior del pie de aluminio con otra mano hasta la altura deseada. Cuando se selecciona la altura, deje que el botón permanezca en el orificio correspondiente para mayor estabilidad.



**Parte Ajustable**  
**Levantamiento:** levante suavemente esta parte con 2 manos, y el levantador responderá en consecuencia, lo que permite la selección de la altura deseada.  
**Descenso:** Levante esta parte a la altura máxima y luego apáguela.



- 15 -

**Mantenimiento del producto**  
 a. El producto está diseñado para masajes, no para actividades intensas.  
 b. Limpie la superficie del producto con una esponja limpia o un paño ligeramente húmedo para limpiarlo.  
 c. No utilice ningún tipo de detergente corrosivo.  
 d. Doble y almacene el producto si no se va a usar por mucho tiempo.

**Garantía y servicio de atención al cliente**  
 Si necesita ayuda respecto a problemas de productos, servicio posventa, etc., contáctenos a través del correo electrónico en la portada.

\* Nota: los productos comprados directamente de Naipo se benefician de nuestro servicio posventa. Si los compras se realizan desde otros equipos de venta, le recomendamos que se contacte con ellos para cuestiones de garantía.

- 16 -

**Introduzione**  
 La ringraziamo per aver scelto il Naipo Tavolo per Massaggi Portatile Richiudibile 3x, con Piedi in Alluminio. Si prega di leggere attentamente questo manuale d'utente e salvarlo bene per il riferimento in futuro. Se avessi bisogno qualsiasi assistenza, si prega di contattarci il nostro team di supporto con il numero del modello e il numero d'ordine di Amazon.

**Incluso nella confezione:**  
 1 x Tavolo per Massaggi  
 1 x Rivestimento per l'inserzione facciale  
 1 x Cuscino per supporto facciale  
 1 x Supporto facciale  
 1 x Bracciolo  
 2 x Braccioli laterali  
 1 x Borsa da trasporto  
 1 x Manuale d'uso

**Dettagli del Prodotto**

Modello	MG8C-301H
Nome	Naipo Tavolo per Massaggi Portatile Richiudibile 3x, con Piedi in Alluminio
Dimensioni	185x70x(60-81)cm (altezza regolabile)
Carico massimo	Meno di 270kg


**Uso della guida**



- 17 -

**Consigli d'uso:**  
 a. Per aprire il tavolo, posizionarlo su un lato e distenderlo fino ad un angolo di 90°, aprire successivamente i piedi in Alluminio.  
 b. Per chiudere il tavolo, posizionarlo su un lato, chiuderlo fino ad un angolo di 90°, chiudere successivamente i piedi in Alluminio.  
 c. Assicurarsi che le corde non si aggino attorno ai piedi in Alluminio durante la apertura e chiusura del tavolo.


**Installazione del Cuscino Supporto Facciale**




1. Aprire le aste sul supporto facciale.  
 2. Posizionare le aste sui lacci delle 2 cinghie dei braccioli.  
 3. Posizionare la cinghia lunga attraverso il cerchio del supporto facciale e fissarla alla fibbia posteriore.  
 4. Posizionare il cuscino per la faccia sul supporto facciale.

- 18 -

**Sistemare l'Altezza**  
**Dopo aver premuto il pulsante nei buchi sul piede in alluminio, afferrare la parte superiore del piede e muovere la parte superiore fino a raggiungere l'altezza desiderata. Al raggiungimento dell'altezza ottimale, fare in modo che il pulsante rientri stabilmente nel buco corrispondente.**



**Parte Regolabile**  
**Sollevamento:** sollevare gentilmente la parte regolabile con entrambe le mani, la leva si muoverà rispettivamente, il che permetterà di selezionare l'altezza ottimale.  
**Abbassamento:** sollevare la parte mobile fino all'altezza massima, e riportata in basso.



- 19 -

**Mantenimento del Prodotto**  
 a. Questo tavolo è progettato esclusivamente per esercizi sopra un massaggio, non altre attività intense.  
 b. Per la pulizia, utilizzare un panno pulito ed umido.  
 c. Non utilizzare alcun tipo di detergente corrosivo.  
 d. Si raccomanda di richiudere il tavolo e riparlo di sicuro se non viene usato per lungo tempo.

**Garanzia e Supporto al Cliente**  
 Se hai bisogno di aiuto sui problemi relativi ai prodotti e sull'assistenza post-vendita, ecc., ti preghiamo di contattarci tramite e-mail sulla copertina.

\* Nota: Solo i prodotti acquistati direttamente da Naipo godono del nostro servizio post-vendita. Se l'acquisto è stato effettuato da un altro fornitore, si prega di entrare in contatto con questi per garanzia e supporto.

- 20 -